

WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN

CardioChek HRA™ Kurzanleitung

Erster Zugriff auf das Programm

Die CardioChek HRA-Anwendung wird durch ein Passwort geschützt. Jedes Mal, wenn ein Benutzer das Programm öffnet, erscheint ein **Login**-Fenster, in dem eine „User Id“ (Benutzer-ID) und ein „Password“ (Passwort) eingegeben werden müssen, um Zugang zur Software für die Bewertung des Gesundheitsrisikos (Health Risk Assessment; HRA) zu erhalten.

Wichtig: Beim ersten Start der Software müssen folgende Eingaben gemacht werden:

Benutzer-ID: admin

Passwort: masterkey

Es wird empfohlen, dass Sie die Benutzer-ID und das Passwort ändern, nachdem Sie sich erste Mal angemeldet haben. Zum Erstellen eigener Anmeldeinformationen klicken Sie auf „Maintenance“ (Wartung), danach auf „Manage Screeners“ (Verwaltung Screener) und markieren dann das „Admin“-Konto. Nachdem Sie das Konto markiert haben, klicken Sie auf „Edit“ (Bearbeiten), ändern die Benutzer-ID und das Passwort, geben einen Namen für das Konto ein und klicken dann auf „Update“ (Aktualisieren), um Ihre Änderungen zu speichern.

Wichtig: CardioChek speichert keine Benutzer-IDs oder Passwörter. Bewahren Sie Ihre neu erstellte Benutzer-ID und Ihr Passwort an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen vergessen, müssen Sie die Software erneut laden.

Software-Registrierung

Nach Abschluss der Installation der CardioChek HRA-Software erscheint ein Bildschirm zur Software-Registrierung. Wenn der Bildschirm nicht erscheint, klicken Sie auf „Maintenance“ (Wartung) und danach auf „Renew Registration“ (Registrierung erneuern) auf der CardioChek HRA-Symbolleiste, um zum Bildschirm zu gelangen.

Das CardioChek HRA-Programm ist zum Download auf einen (1) Computer pro HRA-Softwarekopie lizenziert.

Sie müssen dieses Produkt registrieren.

Auf dem Bildschirm zur Software-Registrierung wird ein eindeutiger „Software Code“ (Softwarenummer) angezeigt, und Sie benötigen einen „Registration Key“ (Registrierungsschlüssel), um Ihre Kopie der CardioChek HRA-Software zu registrieren.

Um einen Registrierungsschlüssel zu erhalten, füllen Sie alle Identifikationsfelder im unteren Bereich des Formulars aus. Geben Sie zunächst die eindeutige Seriennummer (S/N) Ihrer Software ein.

Wichtig: Jede Kopie des CardioChek HRA-Programms verfügt über eine eigene Software-Seriennummer (S/N). Die Seriennummer befindet sich auf der CD der CardioChek HRA-Software und auf der Verpackung der HRA-Software.

Zusätzlich zu der eindeutigen Software-Seriennummer füllen Sie bitte die

Felder der Kontaktdaten aus, einschließlich „Company Name“ (Name des Unternehmens), „Address“ (Anschrift), „City“ (Ort), „State/Region“ (Bundesland/Provinz), „Postal Code“ (PLZ), „Country“ (Land), „Phone“ (Telefon), „Email“ (E-Mail) und „Website“ (Webseite), falls zutreffend.

Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben klicken Sie auf die Schaltfläche „Get Registration Key“ (Registrierungsschlüssel anfordern), die sich unterhalb des Feldes „Registration Key“ (Registrierungsschlüssel) befindet, und Ihre Angaben werden zur Überprüfung an PTS, Inc. geschickt.

Wichtig: Ihr Registrierungsschlüssel wird an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt!

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihrer Registrierungsschlüssel-Anforderung durch PTS, Inc. ein bis zwei Werktage in Anspruch nehmen kann.

Falls Sie keinen Internetzugang haben oder nicht dazu in der Lage sind, dieses Produkt online zu registrieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von CardioChek unter + 317 870 5610 oder schicken Sie eine E-Mail an hra@cardiochek.com.

Nachdem Sie auf „Get Registration Key“ (Registrierungsschlüssel anfordern) geklickt haben, erscheint ein **Information**-Fenster mit der Bestätigung, dass Ihre Registrierungsschlüssel-Anforderung abgeschickt wurde. Klicken Sie auf „OK“, um fortzufahren.

Wichtig: Klicken Sie auf die Schaltfläche „10 Day Trial“ (10-Tage-Testversion), um das CardioChek HRA-Programm sofort zu verwenden. Das CardioChek HRA-Programm kann ohne die Durchführung einer Registrierung für zehn (10) Tage verwendet werden. Nach Ablauf der zehn (10) Tage sind ein Registrierungsschlüssel und eine abgeschlossene Registrierung erforderlich, um das CardioChek HRA-Programm weiterhin verwenden zu können.

Nachdem Sie Ihren Registrierungsschlüssel per E-Mail von PTS, Inc. erhalten haben, klicken Sie auf „Maintenance“ (Wartung), danach auf „Renew Registration“ (Registrierung erneuern), kopieren Ihren Registrierungsschlüssel und fügen ihn ein, oder geben ihn manuell ein, und klicken dann auf „Register“ (Registrieren). Nun wird Ihre HRA-Software registriert.

Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich an den Kundendienst von PTS, Inc. unter + 1 877 870 5610 (gebührenfrei in den USA) oder +1 317 870 5610 (direkt) und Sie erhalten telefonisch einen Registrierungsschlüssel.

10-Tage-Testversion

Durch Klicken auf die Schaltfläche „10 Day Trial“ (10-Tage-Testversion), die sich im **Software Registration**-Fenster befindet, können Sie Ihre Kopie des CardioChek HRA-Programms umgehend verwenden. Das HRA-Programm kann ohne die Durchführung einer Registrierung für zehn (10) Tage verwendet werden. Nach Ablauf der zehn (10) Tage sind ein Registrierungsschlüssel und eine abgeschlossene Registrierung erforderlich, um das HRA-Programm weiterhin verwenden zu können.

Wichtig: Damit Sie die HRA-Software ohne Unterbrechungen verwenden können, wird dringend empfohlen, dass Sie zum Zeitpunkt der Installation einen Registrierungsschlüssel anfordern und Ihre Kopie der HRA-Software umgehend nach Erhalt des Registrierungsschlüssels registrieren.