


TESTEN

( om te selecteren)


GEBRUIK CODE

PLAATSEN STRIP

GEHEUGEN

( om te selecteren)

 CHEM

( om te selecteren)

 CHOL

 GLU

 HDL

 TRIG

 LDL

 KET

 LIPIDEN


 SLUITEN

 NAKIJKEN

 SLUITEN --  terugkeren naar
GEHEUGEN

 terugkeren naar
CHEM

TOEPASS

( om te selecteren)

 CK-STRIP


 CONTROLE UITV

 GEHEUGEN WISSEN

 SLUITEN --  terugkeren naar
TOEPASS

 terug naar
CK-STRIP

INSTELL

( om te selecteren)

 DRUKKEN

 GELUID

 TIJD INSTELL

 DATUM INSTELL

 EENHEDEN*

 SLUITEN --  terugkeren naar
INSTELL

 terugkeren naar
DRUKKEN

*** Eenheden kunnen vergrendeld zijn, waardoor EEHEDEN
niet wordt weergegeven.**