

TESTEN

( zum Auswählen)

BENUTZE CODE

STREIFEN EIN



SPEICHER

( zum Auswählen)

 MESS--WERTE

( zum Auswählen)

 CHOL

 GLU

 HDL

 TRIG

 LDL


 KET

 LIPIDE

 EXIT

 KONTROLL LOESUNG

 EXIT --  zurück zum
SPEICHER

 zurück zu
CHEM



NUTZEN

( zum Auswählen)

 KONTROLLSTREIFEN

 KONTROL TESTEN

 SPEICHER LOESCHEN

 EXIT --  zurück zu
NUTZEN

 zurück zu
KONTROLL-
STREIFEN



NUTZEREINSTELLUNG

( zum Auswählen)




 DRUCKEN

 TON

 ZEIT PROG

 DATUM PROG

 EINHEIT*

 EXIT --  zurück zu
NUTZEREIN-
STELLUNG
 zurück zu
DRUCKEN

*** Die Einheiten sind u. U. gesperrt, so dass EINHEITEN nicht angezeigt wird.**