

REALIZAR TEST

(▶ para seleccionar)

USE L CODIGO

INSERTE TIRA

MEMORIA

(▶ para seleccionar)

▶ QUIMICA
(▶ para seleccionar)

- ▶ COL
- ▶ GLU
- ▶ HDL
- ▶ TRIG
- ▶ LDL
- ▶ CET
- ▶ LIPIDOS
- ▶ SALIR

▶ CONTROL

▶ SALIR -- ◯ volver a MEMORIA
▶ volver a QUIMICA

OPCIONES

(▶ para seleccionar)

▶ CHEQUEO

▶ REALIZAR CONTROL

▶ BORRAR MEMORIA

▶ SALIR -- ◯ volver a OPCIONES
▶ volver a CHEQUEO

USUARIO

(▶ para seleccionar)

▶ IMPRESOR

▶ SONIDO

▶ AJUSTE HORA

▶ AJUSTE FECHA

▶ UNIDADES*
▶ SALIR -- ◯ volver a USUARIO

▶ volver a IMPRESOR

*** Las unidades pueden estar bloqueadas, por lo que no aparecerán las UNIDADES.**